

SEKT-PROBEFLASCHEN-FÜLLGERÄT

Sekt-Probeflaschen- Füllgerät

Gerät zur Probenentnahme aus Sekt-Drucktanks
(ohne Schaumbildung)



Handhabung:

1. Gerät mittels der Halteklaupe fest auf eine druckstabile Sektflasche verschrauben. Entlüftungsventil geschlossen.
2. Gerät über die Schnellkupplung mit einer CO₂-Flasche (mit Druckminderer!) verbinden. Die Flasche wird mit dem gleichen Druck vorgespannt, der auch im Sekt-Drucktank anliegt.
3. Gerät über die Schnellkupplung mit dem Probierventil des Drucktanks verbinden. Da in Drucktank und Probeflasche der gleiche Druck herrscht, fließt der zu entnehmende Sekt in die Flasche, sobald man das Entlüftungsventil des Gerätes öffnet. Bei Erreichen der gewünschten Entnahmemenge Entlüftungsventil schließen.
4. Schließen aller Ventile und Entfernen des Verbindungsschlauchs zwischen Gerät und Drucktank.
5. Ablassen des Überdruckes aus der Probeflasche. Danach kann das Gerät durch Öffnen der Halteklaupe abgenommen werden.

Richard Wagner seit 1959
KELLEREIBEDARF

Richard Wagner GmbH + Co. KG
Kellereibedarf
Albiger Straße 17 · 55232 Alzey

Telefon: 0 67 31 / 96 62 - 0
Telefax: 0 67 31 / 96 62 - 62
www.wagner-alzey.de

...rund um den Wein